

# GLOBUS DUO TENS

LE PRODUIT IDÉAL POUR TRAITER LES SYMPTOMES  
LE PLUS CONNUS DE LA DOULEUR : 16 TENS -  
DOULEUR | 3 SPORT | 1 FITNESS, BEAUTÉ WELLNESS

## DIMENSIONS

80x130x25 mm

Les bienfaits de cette méthode thérapeutique ancestrale, le GLOBUS Duo Tens se distingue par 4 points forts :

Programme périarthrite scapulo-humérale : cette pathologie étonnamment répandue se traduit par des douleurs lancinantes au niveau de l'épaule. Le GLOBUS Duo Tens y apporte une solution de soin très appréciable.

Utilisation simple et intuitive : le GLOBUS Duo Tens se concentre sur les programmes essentiels, pour vous éviter de vous perdre dans un appareil trop chargé. Prise en main ergonomique, mise en route facilitée, vous obtenez des résultats sans perte de temps !

Format compact : peu encombrant, le GLOBUS Duo Tens vous laisse votre mobilité pendant vos séances et vous accompagne partout !

Écran rétro-éclairé : pour une lisibilité en toutes circonstances et une navigation plus aisée.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Écran

Taille de la zone visible 2,5"

### Canaux

2 indépendants (4 Électrodes)

### Fréquence

1-150 Hz

### Largeur d'impulsion

50-400 µs

### Puissance

0-100 mA chaque canal

### Alimentation

Batterie rechargeable

### Taille


80x130x25 mm

### Poids

220 gr

## EQUIPEMENT

- 1 Sacochette de transport
- 1 Électrostimulateur DUO TENS
- 2 Câbles pour connecter les électrodes
- 4 Électrodes autocollantes carrées
- 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
- 1 Chargeur
- 1 Manuel d'utilisation



# GLOBUS DUO TENS

## PROGRAMMES

### TENS & DOLEUR

Tens	antalgique
conventionnelle	Tens des endorphines
Tendinite coiffe rotateurs	
Douleur musculaire	
Ostéoarthrite genou	
Douleur post-intervention	
Lésion musculaire	
Douleurs cervicales	
Douleur trapèze	
Sciatgie	
Lombalgie	
Épicondylite	
Périarthrite scapulo-humérale	
Canal carpien	
Ostéoarthrite	
Douleurs menstruelles	

### SPORT

Décontracturant
Force maximale
Défatigant

### FITNESS, BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE

Modelage

