

DIACARE 5000

Le modèle diacare 5000 renferme toute la qualité de la tecarterapia globus dans une machine de dimensions et de poids réduits, pour garantir la portabilité maximale, tout en maintenant son efficacité et son professionnalisme inchangés.

DiaCare 5000 Globus diffuse de sondes à haute fréquence pour stimuler la capacité autorégénératrice du corps. Cet appareil de técarthérapie soulage les pathologies chroniques et aiguës au niveau des muscles et du système ostéo-articulaire.

Le DiaCare 5000 vient avec **6** électrodes différentes : **3** électrodes capacitive et **3** électrodes resistive et leurs têtes correspondantes.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Taille 4.3" écran tactile couleur

Puissance nominale (NP)

180 W ±10%

Fréquences d'émission

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz,
1000 kHz, ± 10%

Modalité de traitement

Capacitive et resistive

Électrodes capacitives

3 taille Ø (mm 30, 50, 70)

Électrodes resistives

3 taille Ø (mm 30, 50, 70)

Alimentation a secteur

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A

Taille


170x220x60 mm

Poids

1,04 Kg

ÉQUIPEMENT

- 1 Mallette
- 1 Unité de tecarthérapie DIACARE 5000
- 1 Électrode de retour (plaque)
- 1 Tête résistive monopolaire avec 3 électrodes
Ø (mm 30, 50, 70)
- 1 Tête capacitive monopolaire avec 3 électrodes
Ø (mm 30, 50, 70)
- 1 Pot de crème ml 250
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



OPTIONS D'ACHAT

- Cod. G3488 DIACARE 5000
- Cod. G3996 DIACARE 5000 RE *

* DIATHERMIE RECHARGEABLE:

- 5 HEURES DE TRAITEMENT GRATUITES INCLUSES
- COÛT DE RECHARGE TRÈS ABORDABLE
- ASSISTANCE GARANTIE PENDANT 5 ANS ET APPAREIL DE REMPLACEMENT
- RECHARGE PAR INTERNET



DIACARE 5000

TECARTHÉRAPIE | 14 PROGRAMMES

PROGRAMMES MÉDICAUX

Douleur traumatismes musculaires

Douleur traumatismes tendineux

Traumatismes cheville

Lombalgies

Douleur Épaule

Douleurs cervicales

Déchirures musculaires

Pathologies articulaires

Arthrose du genou

Coup du lapin

Sciatique

Hernie discale

Syndrome du muscle piriforme

Traitement post-opératoire des fractures du fémur



PROGRAMMES PRÉRÉGLÉS



TRAITEMENT PULSÉ



TRAITEMENTS EN ATHERMIE



MULTIFRÉQUENCE



BALAYAGE AUTOMATIQUE DES FREQUENCES



MYOFASCIAUX



TRAITEMENT MAIN LIBRE



VEHICULATION TRANSDERMIQUE



RESISTIVE



CAPACITIVE



BIPOLAIRE



ÉCRAN COLORÉ



ÉCRAN TACTILE



SECTEUR



GLOBUS RECHARGEABLE

