

DIACARE 7000

Diacare 7000 est l'appareil le plus puissant, polyvalent et complet de la gamme técarthérapie globus. il utilise à la fois le mode résistif et capacitif pour le traitement des pathologies aiguës et chroniques du système musculaire et squelettique. l'appareil peut être utilisé sur le patient à la fois en mode manuel statique et combiné avec des mouvements passifs, ou, grâce au kit mains libres, il peut également être utilisé pendant les mouvements actifs du sujet. diacare 7000 peut également être utilisé avec des outils ergonomiques spéciaux, conçus pour la mobilisation et le traitement avancé de toutes les affections des tissus mous (fascia tools)..

Son atlas des traitements vous facilitera la vie, grâce à sa large variété de programmes prédéfinis, ses descriptions précises et ses illustrations qui vous présenteront les gestes à accomplir. Le Tecar Diacare 7000 propose plusieurs fréquences de travail, pour travailler les muscles, tissus, os et articulations à différentes profondeurs. Ses électrodes vous permettront aussi de paramétrer un soin mains libres, complémentaire de votre traitement manuel.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Taille 7" écran tactile couleur

Puissance nominale (NP)

350 W $\pm 10\%$

Fréquences d'émission

400 kHz, 448 kHz, 470 kHz, 700 kHz,

1000 kHz, 1200 kHz, $\pm 10\%$

Modalité de traitement

Capacitive et resistive

Électrodes capacitives

3 taille \varnothing (mm 30, 50, 70)

Électrodes resistives

3 taille \varnothing (mm 30, 50, 70)

Alimentation a secteur

100-240 V AC, 50-60 Hz, 1,8 A

Taille

515x340x170 mm

Poids

11,5 Kg



ÉQUIPEMENT

- 1 Unité de tecarthérapie DIACARE 7000
- 1 Électrode de retour (plaque)
- 1 Tête résistive monopolaire avec 3 électrodes \varnothing (mm 30, 50, 70)
- 1 Tête capacitive monopolaire avec 3 électrodes \varnothing (mm 30, 50, 70)
- 1 Tête bipolaire \varnothing (mm 50,)
- 1 Kit de traitement automatique
- 1 Pot de crème ml 1000
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



DIACARE 7000

TECARTHÉRAPIE

PROGRAMMES PAR DEFAUT
POUR TRAITER LES PATHOLOGIES
LES PLUS COMMUNES

PATHOLOGIES OSSEUSES ET ARTICULAIRES

PATHOLOGIES DES TENDONS ET LIGAMENTS

PATHOLOGIES MUSCULAIRES ET DES TISSUS MOUS

PATHOLOGIES VASCULAIRES ET LYMPHATIQUES

PATHOLOGIES DU SYSTÈME NERVEUX



ATLAS



TRAITEMENT PULSÉ



TRAITEMENTS EN ATHERMIE



MULTIFRÉQUENCE



BALAYAGE AUTOMATIQUE DES FREQUENCES



MYOFASCIAUX



TRAITEMENT MAIN LIBRE



VEHICULATION TRANSDERMIQUE



RESISTIVE



CAPACITIVE



BIPOLAIRE



ÉCRAN COLORÉ



ÉCRAN TACTILE



SECTEUR

