# **GLOBUS DUO PRO**

L'électrostimulateur Duo Pro dispose d'une gamme complète de 35 programmes permettant d'effectuer jusqu'à 180 applications de sport, de fitness, de beauté, de rééducation et TENS. Cet appareil est doté de 2 canaux indépendants dédoublables en 4 canaux.

## **DIMENSIONS**

65x135x26 mm

Le Globus DUO PRO propose 35 programmes et 180 applications.

Il est compact avec une gamme complète de 35 programmes qui permettent d'effectuer jusqu'à 180 applications de sport, de fitness, de beauté, de rééducation et TENS. Il est conseillé à ceux qui désirent acquérir un électrostimulateur à 2 canaux (dédoublable en 4 canaux) sans renoncer à des programmes et prestations typiques des appareils de niveau supérieur.



# **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### Écran

Taille de la zone visible 1,5"

## Canaux

2 indépendants (4 Électrodes)

## Fréquence

1-120Hz

### Largeur d'impulsion

50-320µs

### Puissance

0-100mA chaque canal

#### Alimentation

3 Batterie 1,5V AAA

#### Taille

mm 65x135x26

#### Poids

gr 95

# **EQUIPEMENT**

- · 1 Sacoche de transport
- · 1 Électrostimulateur DUO PRO
- · 2 Câbles pour connecter les électrodes
- · 4 Électrodes autocollantes carrées
- · 4 Électrodes autocollantes rectangulaires ·
- 3 Batterie AAA
- · 1 Manuel d'utilisation







# **GLOBUS DUO PRO**

# **PROGRAMMES**

#### **RÉHABILITATION**

Atrophie musculaire membres supérieurs

Atrophie musculaire membres inférieurs

Tens antalgique

Tens endorphinique

Tens anti-inflammatoire

Douleurs cervicales

Lombosciatique

Contractures musculaires

#### FITNESS, BEAUTÉ, BIEN-ÊTRE

Lipolyse anticellulite cuisses

Lipolyse anticellulite fessiers et hanches

Lipolyse anticellulite bande abdominale

Lipolyse anticellulite membres supérieurs

Drainage cuisses

Drainage hanches

Drainage bande abdominale

Drainage fessiers

Raffermissement cuisses et hanches

Raffermissement bande abdominale

Raffermissement membres supérieurs

Tonification cuisses

Tonification cuisses et hanches Tonification

bande abdominale Tonification membres

supérieurs Modelage jambes

Modelage cuisses et hanches

Modelage bande abdominale

Modelage membres supérieurs

Beauté visage

Tonification sein

#### **SPORT**

Capillarisation

Échauffement

Récupération active après

compétition Force Maximale

Force Résistante

Réactivité





