

# GLOBUS ELITE

PRODUIT À QUATRE CANAUX POUR  
TOUTE EXIGENCE. 32 SPORT | 29 BEAUTÉ |  
26 FITNESS | 9 TENS | 2 REHAB

## DIMENSIONS

100x160x35 mm

L'électrostimulateur GLOBUS Elite vous offre un rapport qualité/prix surprenant en vous offrant 98 programmes développés dans le but de soulager les douleurs mais aussi de raffermir, modeler et tonifier votre silhouette. Lancez facilement votre première séance d'électrostimulation différenciée homme/femme grâce à son interface rapide et intuitive et obtenez des résultats optimaux afin de garder votre corps en pleine forme.

Cet appareil d'électrostimulation vous offre des fonctionnalités simples pour que vous puissiez prendre en main rapidement votre nouvel outil bien-être. Quelques minutes suffisent pour placer vos électrodes et profiter d'une électrothérapie de qualité médicale



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Écran

Taille de la zone visible 2,6"

### Canaux

4 indépendants (8 Électrodes)

### Fréquence

0,3-150 Hz \*

### Largeur d'impulsion

40-450 µs \*

### Puissance

0-100 mA chaque canal

### Alimentation

Batterie rechargeable

### Taille

100x160x35 mm


### Poids

440 gr

\* Selon le type de courant

## EQUIPEMENT

- 1 Sacochette de transport
- 1 Electrostimulateur ELITE
- 4 Câbles pour connecter les électrodes
- 4 Électrodes autocollantes carrées
- 4 Électrodes autocollantes rectangulaires
- 1 Chargeur
- 1 Manuel d'utilisation



# GLOBUS ELITE

## PROGRAMMES

### SPORT

Demo
Recherche point moteur
Capillarisation
Echauffement
Décontracturant
Récupération après
compétition Force maximale
Force de résistance
Force explosive
Réactivité

### FITNESS

Raffermissment
Raffermissment Bio-Pulse
Modelage
Tonification
Augmentation masse

### BEAUTÉ

Drainage
Drainage Bio-Pulse
Lipolyse
Lipolyse Bio-Pulse
Massage tonifiant
Massage relaxant Bio-
Pulse Vascularisation
Capillarisation visage
Effet lifting visage

### TENS-DOULEUR

Tens antalgique
Tens
endorphinique
Contractures
Hématomes
Sciatique
Lombalgie
Douleurs cervicales
Douleur à l'épaule
Épicondylite

### RÉHABILITATION

Récupération atrophie membres inférieurs
Récupération atrophie membres supérieurs

