

# Genesy 3000

L'électrostimulateur genesy 3000 est un produit professionnel à quatre canaux utilisé dans le domaine médical de la réhabilitation.

## ÉQUIPEMENT

- ✓ 1 sacoche de transport
- ✓ 1 électrostimulateur genesy 3000
- ✓ 4 câbles pour connecter les électrodes
- ✓ 2 câbles pour micro-courant et ionophorèse
- ✓ 4 électrodes autocollantes carrées
- ✓ 4 électrodes autocollantes rectangulaires
- ✓ 2 électrodes pour ionophorèse + 2 bandes élastiques
- ✓ 1 alimentateur
- ✓ 1 manuel d'utilisation



## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ 423 programmes : un large panel de programmes à sélectionner parmi 11 types d'applications (Sport, Fitness, Beauté, Antidouleur, Microcourant, Ionophorese, Incontinence, Interferentiel, Denerve, Rehab).
- ✓ 4 canaux : branchez 4 câbles de stimulation et utilisez jusqu'à 8 électrodes en même temps.
- ✓ 7 formes de courant : des courants médicaux de type EMS, TENS, MCR, KOTZ, DENERVE, INTERFERENTIEL et IONOPHORESE.
- ✓ 15 Programmes personnalisables : personnalisez vos programmes en fonction des besoins spécifiques de vos patients à travers 15 mémoires dédiés.
- ✓ Multi-user : enregistrez jusqu'à 25 profils patients directement dans la mémoire de votre Genesy 3000 et sauvegardez jusqu'à 30 programmes par profil.
- ✓ Fonction 2+2 : vous pouvez réaliser 2 programmes en même temps grâce aux 4 canaux de l'appareil.
- ✓ Auto Stim : vous n'avez plus besoin de modifier la séance en cours grâce à cette fonction qui ajuste l'intensité de stimulation automatiquement.
- ✓ Last 10 : l'appareil mémorise les 10 derniers programmes réalisés et vous permet de réaliser à la volée.
- ✓ My Trainer : cette fonctionnalité permet d'afficher le placement des électrodes directement sur l'écran, vous n'aurez plus besoin du manuel.
- ✓ Run Time : modifiez le temps, la fréquence et la largeur des impulsions durant le traitement.
- ✓ Synchro Stym : bouton permettant d'augmenter l'intensité des 4 canaux facilement en même temps.
- ✓ Work Time : visionnez les temps d'utilisation effectifs de la machine et contrôlez le traitement de vos patients.
- ✓ Ecran rétroéclairé : facilite la lisibilité de l'appareil de jour comme de nuit.

## DIMENSIONS

170 x 220 x 60 mm

# Genesy 3000

## PROGRAMMES

<b>33 PROGRAMMES TENS</b>	Fractures osseuses.	<b>23 PROGRAMMES MICROCOURANT</b>	Modelage.
TENS antalgique basse fréquence.	Tens antalgique conventionnelle.	Epicondylite.	Modelage corps.
Douleur post-intervention.	<b>12 PROGRAMMES SPORT</b>	Œdème.	Fitness aérobie.
Douleur trapèze.	Capillarisation.	Douleur aiguë.	Massage tonifiant.
Compression nerf.	Récupération active.	Spondylolyse cervicale.	Lipolyse post-accouchement.
Ostéoporose colonne.	Force explosive.	Ostéarthrite genou.	<b>3 PROGRAMMES INCONTINENCE</b>
Douleur post-chirurgicale.	Récupération post-compétition.	Inflammation coiffe rotateurs.	Incontinence mixte.
Douleur aiguë post-interv.	Echauffement.	Périarthrite scapulo-humérale.	Incontinence due à stress.
hernie inguinale.	Force maximale.	Sciaticque.	Incontinence par urgence.
Coup du lapin.	Résistance aérobie.	Douleur articulaire.	<b>9 PROGRAMMES INTERFÉRENTIEL</b>
Tens antalgique modulé.	Décontracturant.	Entorse à l'épaule.	Ostéarthrite genou.
TENS antalgique haute fréquence.	Echauffement pré-compétition.	Entorse cheville.	Douleurs cervicales.
Douleur chronique.	Force résistante.	Inflammation tendineuse.	Œdème post-chirurgicale genou.
Ostéarthrite genou.	Réactivité.	Rétablissement musculaire.	Lombalgie aiguë.
Douleur colonne due à compression.	Hypertrophie.	Lombalgie.	Épaule gelée.
<b>14 PROGRAMMES REHAB</b>		Torticolis.	Fibromyalgie.
Ostéarthrite hanche.	Cheville gonflée.	Canal carpien.	Lombalgie chronique.
Sciatalgie.	Hémiplégie membres inférieurs.	Inflammation tendon d'Achille.	Douleur due à fractures vertébrales.
Bursites – tendinites.	Rééducation cheville.	Ulcère de la peau.	Douleur post-chirurgicale genou.
Épicondylite.	Prévention subluxation de l'épaule.	Contusion.	<b>1 PROGRAMME IONOPHORÈSE</b>
TENS des endorphines.	Recherche points moteurs.	Névralgie brachiale.	<b>9 PROGRAMMES DÉNERVÉ</b>
Syndrome scapulo-humérale.	Atrophie.	Coup du lapin.	Triangulaire 1.
Tendinite coiffe rotateurs.	Rétablissement post-intervention LCA.	Entorse au genou.	Trapézoïdale 1.
Ostéarthrite.	Rééducation jambe.	Inflammation tendon rotule.	Rectangulaire 1.
Ostéarthrite cheville.	Renforcement vaste.	<b>20 PROGRAMMES FITNESS</b>	Triangulaire 2.
Lombalgie chronique.	Renforcement musculaire.	Raffermissment.	Trapézoïdale 2.
Lésions musculaires.	Hémiplégie membres supérieurs.	Tonification.	Rectangulaire 2.
Douleurs menstruelles.	Rétablissement fonctionnel.	Jogging.	Triangulaire 3.
Douleur genou.	Spasmes musculaires.	Drainage.	Trapézoïdale 3.
Canal carpien.	Agoniste/Antagoniste.	Massage Connective.	Rectangulaire 3.
Douleur musculaire.		Raffermissment Bio-Pulse.	
Ostéarthrite colonne.		Augmentation masse.	
Douleur lésion musculo-tendineuse.		Fitness anaérobie.	
Douleurs cervicales.		Lipolyse.	
		Drainage post-accouchement.	

