

# Appareil Professionnel à Ondes de Choc

Pour le soulagement de la douleur et le traitement de l'ed.

## THÉORIE DE LA MACHINE

Une onde de choc est définie comme une onde avec une augmentation rapide de la pression dans un temps très court, puis ayant une diminution progressive de la pression avec une petite phase de pression négative. Shockwave vise les zones touchées qui sont la source de la douleur chronique.

L'influence des ondes de choc provoque la dissolution des dépôts de calcium et conduit à une meilleure vascularisation. L'after-effect est le soulagement de la douleur.

- 1.ESWT est une thérapie par ondes de choc électromagnétiques. Il est livré avec une poignée et 5 têtes. Ces têtes de différentes tailles s'appliquent à 10 parties du corps différentes.
2. Il y a deux bulletts avec la machine, un dans la poignée et un pour les pièces de rechange, chaque balle peut tirer environ 1.5 millions.
3. Notre poignée dispose d'un système de protection contre la surchauffe. Lorsque le ventilateur fonctionne normalement, la température ne dépassera pas 80 degrés. Une fois la température jusqu'à 80 degrés, le système de protection fonctionnera et la machine s'arrêtera.

## AVANTAGES


- 1.Non invasif, sûr et rapide pour soulager la douleur
- 2.Aucun effet secondaire, bien ciblé sur certaines parties du corps
- 3.Améliorer la circulation sanguine, en même temps pour éliminer la graisse corporelle
- 4.Éviter le traitement médicamenteux



- ☀ [Technologie avancée] - Il peut non seulement soulager la douleur, mais aussi stimuler la formation de collagène et rendre la peau plus élastique, en outre, elle peut également être utilisée à diverses fins cosmétiques, telles que le massage corporel, la physiothérapie, La perte de poids, la mise en forme du corps, le resserrement des tissus conjonctifs, etc.
- ☀ [vague de choc électromagnétique] - Fournir une variété de sondes professionnelles; soulagement efficace et rapide de la douleur; pas de chirurgie, taux de guérison de 80 ~ 90%, largement utilisé dans divers traitements des tissus mous, aucun préjudice pour les tissus normaux, peut favoriser la guérison des tendons et les tissus mous, la régénération et la réparation, un bon effet de guérison.
- ☀ [Promouvoir la circulation sanguine] - L'instrument de traitement de la douleur peut augmenter l'activité des canaux ioniques, favoriser la division cellulaire et stimuler la production de cytokines et améliorer la perméabilité des membranes cellulaires, améliorer la circulation sanguine, augmenter les facteurs de croissance et améliorer la mitose des ostéoblastes, c'est un outil de soins essentiels pour votre famille.
- ☀ [Traitement ed pour la dysfonction érectile] - Utilisez une thérapie radio-ondes spéciale (appelée thérapie par ondes de choc en Europe) pour résoudre la cause profonde de l'anémie masculine conduisant à un mauvais comportement sexuel, ce qui peut améliorer efficacement la dysfonction érectile masculine et fournir plus sain, plus complet et plus long érections.
- ☀ [Tête de massage multiple] - équipé d'une tête de traitement multiple, adaptée à différentes parties du corps, répondant à vos différents besoins, faciles à remplacer et à utiliser. Conception ergonomique, facile à tenir et à opérer. Petite taille, en fonction de puissant avec un écran tactile HD convivial.

## Parameter

<b>Output</b>	100-220v ,60hz
<b>Power consumption</b>	≤250W
<b>Max electric</b>	100V
<b>Max shock wave</b>	200MJ
<b>Package Dimension</b>	46*43*35cm
<b>Package Weight</b>	16kg Alu box



## CARACTERISTIQUES

- Traitement indolore
- Pas de temps d'arrêt après le traitement
- Facile à utiliser
- Paramètres flexibles
- Émetteurs riches
- Traitement non invasif
- Résultats visibles
- Facile à suivre l'historique des traitements
- Menu d'aide vif avec suggestion de traitement
- Longue durée de vie
- Entretien facile



Used for ED (Erectile Dysfunction) treatment.



Used for treatment and curved part such as wrists, elbow and knees.



Used for large treatment area on the body.

