

# MIO-IONOTENS

Mio-Ionotens est l'électrostimulateur dédié à l'iontophorèse, une technique qui utilise le courant continu pour introduire des médicaments dans la zone douloureuse ou contractée.



## ÉQUIPEMENT

- ✓ Electrothérapie TENS/NEMS avec un affichage
- ✓ 2 câbles de connexion aux électrodes avec 4 dérivations (8 électrodes connectables).
- ✓ Électrodes adhésives pregelées
- ✓ Batterie interne Ni-MH rechargeable avec une nouvelle technologie LL (long lasting - basse autodécharge)
- ✓ Chargeur
- ✓ Clip de ceinture
- ✓ Manuel d'utilisation et manuel de positionnement des électrodes
- ✓ Sac de transport

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Electrothérapie à 2 canaux indépendants avec la possibilité de relier jusqu'à 8 électrodes
- ✓ Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui court du pôle positif au négatif est égale et constante. On évite ainsi le désagréable effet thermique de polarisation possible avec un générateur à impulsion non compensée
- ✓ 3 programmes IONTOPHORÈSE
- ✓ 7 programmes RÉHABILITATION
- ✓ 14 programmes TENS
- ✓ 13 mémoires libres TENS - NEMS
- ✓ Clavier digital avec des commandes simples et intuitives
- ✓ Instructions sur le programme en cours et le temps restant fournies directement sur l'écran
- ✓ Fonctionnement avec batterie interne rechargeable (extractible)
- ✓ Écran rétroéclairé
- ✓ Intensité maximale de 200 mApp

## DIMENSIONS

114 X 68 X 26 mm

# MIO-IONOTENS

## PROGRAMMES

### 14 PROGRAMMES TENS

Tens conventionnel (rapide)  
 Tens endorphinique (retardé)  
 Tens aux valeurs maximales Anti-inflammatoire  
 Cervicalgie/Céphalée myotensive  
 Lombalgie/sciatgie  
 Distorsions/contusions  
 Vascularisation  
 Décontractant  
 Douleurs de la main et du poignet  
 Stimulation plantaire  
 Epicondylite  
 Epitrochléite  
 Périarthrite

### 10 PROGRAMMES REHAB

Iontophorèse L (basse)  
 Iontophorèse M (moyenne)  
 Iontophorèse H (haute)  
 Micro-courant  
 Hématome  
 OEdème  
 TENS avec modulation  
 TENS Burst  
 Prévention de l'atrophie  
 Atrophie

### 13 MEMOIRES LIBRES

TENS libre 1  
 TENS libre 2  
 TENS libre 3  
 TENS libre 4  
 TENS libre 5  
 NEMS libre 1  
 NEMS libre 2  
 NEMS libre 3  
 NEMS libre 4  
 NEMS libre 5  
 NEMS alterné  
 NEMS alterné  
 Battery test

## COMMENT FONCTIONNE MIO-IONOTENS?

MIO-IONOTENS est un dispositif étudié pour le soin, la réhabilitation et la récupération des nombreuses affections douleurs causées par l'arthrite, l'arthrose, la sciatique, la lombalgie, la cervicale et les entorses musculaires.

MIO-IONOTENS est équipé de 3 programmes spécifiques pour la IONTOPHORÈSE, technique d'électrothérapie qui utilise le courant continu pour introduire un traitement dans une zone de douleur.