

T-ONE MEDI SPORT

T-One Medi Sport est l'électrostimulateur 4 canaux dédié aux sportifs réguliers qui souhaitent améliorer leurs performances et faire de la rééducation de manière autonome.

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIa

T-One Medi Sport c'est un dispositif médical CE0068



ÉQUIPEMENT

- D Electrostimulateur avec affichage graphique en couleurs
- D 4 câbles de connexion aux électrodes (8 électrodes connectables)
- D Électrodes adhésives pregelées carrés
- D Électrodes adhésives pregelées rectangulaires
- D Électrodes adhésives pregelées rondes
- D Kit iontophorèse
- D Batterie Ni-MH rechargeable
- D Chargeur de batterie
- D Mode d'emploi et guide de positionnement des électrodes

CARACTÉRISTIQUES

- D Electrostimulateur à 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu'à 8 électrodes
- D Générateur de courant constant (émission constante même en cas de variation de l'état de la peau; arrêt de l'appareil en cas de débranchement accidentel d'électrodes)
- D Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui passe du pôle positif au négatif est égale et constante, on évite ainsi l'effet galvanique
- D Fonctions 2+2 (deux programmes différentes)
- D Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
- D Feedback usager: le dispositif détecte la déconnexion d'une électrode
- D Clavier avec des commandes simples et intuitives
- D Guide utilisateur avec des instructions d'utilisation simples apparaissant directement à l'écran
- D Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt
- D Traitements personnalisés avec sélection homme/femme
- D Intensité réglable de 1 à 120 mA
- D Fréquence d'onde de 1 à 1200 Hz
- D Largeur d'impulsion de 20 à 450 μ s
- D Durée de 1 à 90 minutes

DIMENSIONS

150 x 90 x 35 mm

T-ONE MEDI SPORT

PROGRAMMES

10 PROGRAMMES REHA

Iontophorèse L (basse)

Iontophorèse M (moyenne)

Iontophorèse H (haute)

MENS Micro-courant

Hématomes

Œdèmes

TENS séquentiel

TENS Burst

Prévention atrophie

Atrophie

Capillarisation

Jambes lourdes

Microlifting visage avec une pièce à main

à main

Tens Burst 30' Résistance Microlifting décolleté avec une pièce à main

Micro-courant

30' Force résistante Rides visage avec une pièce à main

20' Force de base Rides front avec une pièce à main

20' Force rapide Collagène

20' Force explosive

20' Hypertrophie

22 PROGRAMMES 2+2 USERS 12 MEMOIRES LIBRES (MEM)

Tens rapide Anti-inflammatoire Rides visage avec pièce à main 5 Mémoire libre TENS

Tens endorphinique Résistance Rides front avec pièce à main 5 Mémoire libre NEMS

Raffermissement Force résistante NEMS alternée

Tonification Force de base NEMS alternée

Définition Force rapide Test batterie

Modelage Force explosive

Microlifting Hypertrophie

Relaxation musculaire Microlifting visage avec pièce

16 PROGRAMMES TENS

TENS rapide

TENS Endorphinique

TENS valeurs

maximales Anti-

inflammatoire Douleur

cervicale

Mal de dos/Sciatique

Entorses / Contusions

Vascularisation

Relaxation musculaire

Douleurs main/poignet

Stimulation plantaire

Épicondylite

Épicondyle médial

20 PROGRAMMES NEMS

Échauffement

Résistance

Force résistante

Force de base

Force rapide

Force explosive

Capillarisation profonde

Récupération

musculaire

Agoniste/Antagoniste

Contractions toniques séquentielles

Contractions phasiques

séquentielles

Relaxation musculaire

Massage profond

Périarthrite EMS Microlifting seins avec une pièce

18 PROGRAMMES BEAUTY

Raffermissement

Tonification

Définition

Modelage

Microlifting

Lipolyse abdomen

Lipolyse cuisses

Lipolyse fessiers et

hanches Lipolyse bras

Élasticité des tissus