

# Machine D'épilation et Détatouages

Appareil d'épilation et détatouages au Laser OPT Elight SHR IPL LASER YAG et rajeunissement cutané , 3 Bras



## APPLICATION

- ✓ **Épilation:** épilation permanente, cheveux indécents dans tout le corps (cheveux de saison de croissance), y compris les cheveux fins avec une couleur plus claire.
- ✓ **Tache de rousseur:** enlever les taches de rousseur, les taches de soleil, les taches de vieillesse, les hémorroïdes, la paralysie faciale.
- ✓ **Rajeunissement:** améliore les grands pores, la peau rugueuse, les rides fines et restaure l'élasticité de la peau.
- ✓ **Traitement de la télangiectasie:** sang rouge, rinçage du visage.
- ✓ **Améliorer la matité du teint** Sur, rendre la peau juste et uniforme.

## Théorie de la machine d'épilation SHR :

OPTEZ(Technologie pulsée optimale) la théorie du traitement de la technologie IPL est que: la lumière pulsée intense produit un effet de lumière et de chaleur et des effets photochimiques sur la peau, la peau profonde de collagène et de fibre élastique réarrange et restaure l'élasticité de peau, tout en améliorant les fonctions du tissu vasculaire, élimine les rides de la peau du visage et réduit le rétrécissement des pores; La lumière pulsée supplémentaire et intense peut également pénétrer dans la peau, est préférentiellement absorbé par le groupe de pigments et la sélectivité des tissus vasculaires; sans détruire la peau normale, la coagulation sanguine, le groupe de pigments et les cellules pigmentaires sont détruits, la décomposition, afin d'obtenir l'effet thérapeutique de la pigmentation.

RFLe système de rajeunissement utilise sa technologie réglable unique pourrait contrôler efficacement l'échange de polarité et mettre en place le meilleur fréquence. Puisque le tissu de peau a la défense naturelle au changement d'électrode, il se traduira par le chauffage du collagène. Le collagène changera sa nature, les shirnks de liaison de collagène et l'effet supplémentaire commencent l'inflammation qui inclut la renaissance de la cellule filber originale et reconstruction du collagène. Il rendra la peau aussi serrée, lisse et tendre que possible! Ainsi, vous atteindrez votre objectif de levage et de retrait des rides.

# Machine D'épilation et Détatouages

## AVANTAGES

- ✓ L'ordinateur détecte automatiquement le système pour s'assurer que Les fonctions al de la machine fonctionnent en toute sécurité.
- ✓ Green Alimentation. CE standard d'Intégrale Conception D'easYEntretien.
- ✓ DoubleÉcran tactile, le paramètre coLD soyez cher en un coup d'œil. Conception
- ✓ Vertical, ainsi le réservoir d'eau est grand, le système de refroidissement est très Bon. La machine peut être utilisée pendant très longtemps.
- ✓ Laser IPL + OPT + NDYAG + RF en un
- ✓ Deux écrans d'opération signifient que vous pouvez faire le traitement de l'épilation et du détatouage en même temps pour deux personnes, plus efficace.
- ✓ Multi-Fonction OPT laser machine, en utilisant la dernière technologie optique, combinée avec les systèmes de beauté OPT, systèmes de beauté RF et système de thérapie Laser ND Yag.

## DETAILS

Affichage	Ecran tactile couleur 8.4 pouces (Elight + IPL+RF) 4.3 ÉCRAN LCD (LASER ND YAG)
Trois pièces à main : (laser/RF/Elight)	<b>Poignée RF :</b> traitement de tiges pour le corps et le visage <b>Laser :</b> 1064 nm et 532 nm pour tous les types de suppression de tatouage 1320 nm (Black doll Tips) pour nettoyer et rétrécir les pores, le visage jauni-enlèvement, le blanchiment de la peau, et le rajeunissement <b>Elight :</b> 480nm-1200nm pour l'acné , lésion vasculaire . 530nm-1200nm pour visage rouge, nez rouge, veines d'araignée, rajeunissement de la peau, rides <b>Dépose</b> 640nm-1200nm pour l'épilation, épilation <b>RF :</b> trois pointes sont séparées pour le visage/le corps
Énergie	1-50J/cm2(RF) 1-50J/cm2(Elight) 0MJ À 2000MJ (LASER YAG ND)
Période de tir (fréquence)	1-5 secondes réglables (Elight et laser)
Longévité de la lampe	200 000 prises de vue (IPL) , 800 000 prises de vue (laser)
Circuit de refroidissement	Refroidissement vent+eau+semi-conducteur
Puissance	1 800 W (Elight) ; 800 W (laser)
Taille du boîtier	63*58*131cm
Poids brut	60KG
Forfait inclus	1. Poignée laser X 1 ; pointe X 3 2. Poignée de feu E X 1 ; filtre X 3 3. Poignée RF ; tête RF X3 4. Lunettes de protection X 2 5. Entonnoir X1 6. Marche pied X 1 7. Manuel/instructions en anglais et vidéo