

Machine d'épilation SHR IPL OPT SHR

OPT (SHR) est avec la nouvelle technologie AFT (technologie de fluorescence avancée) utilise une énergie lente et égale. Le filtre spécial coupe la longueur d'onde de 950 à 1200 nm, ce qui est inutile dans le traitement et absorbe l'eau pour que le patient se sente indolore.



APPLICATION

- ✓ **Pigment** : Tache de rousseur, Chloasma, pigment de vieillesse, coup de soleil, chorioplaque, toutes sortes de pigmentations.
Lésions vasculaires, visage rouge et capillaire rouge.
- ✓ **Acnes** : acné allergique, cicatrice d'acné, points noirs, nez de bouteille.
- ✓ **Rajeunissement de la peau** : Lifting du visage, lissage des rides et des poches, éclaircissement et raffermissment de tout le corps.
- ✓ **Épilation** : poils des aisselles, racine des cheveux, barbe, moustaches, poils des lèvres, poils du corps, poils du bikini ou tout autre poil indésirable.

► **Cette machine est équipée de trois filtres :**

640 mm, 530 mm, 480 mm

640 mm : pour l'épilation

530 mm : pour le rajeunissement de la peau Thérapie de la pigmentation et l'élimination des rides

480 mm : pour la thérapie vasculaire et la thérapie de l'acné

► **Contenu de l'emballage :**

1 boîte d'emballage

1 unité principale

1 x poignée d'épilation.

3 filtres à ondes (480 nm 530 nm 640 nm)

1 outil d'injection d'eau.

1 x lunettes d'opérateur

1 x lunettes patient

1 cordon d'alimentation.

2 clés.

DETAILS

Nom du produit	Machine d'épilation SHR
Fonctionnalité	Traitement de l'acné, Épilation, Raffermissment de la peau, Blanchiment de la peau
Longueur d'onde	480nm 530nm 640nm (par défaut) 590nm 690nm 750nm 808nm (facultatif)
Puissance de sortie	2000W
Zone de spectre	430-1200nm
Poignée de traitement	1 poignée
Poignées	1 x OPT SHR IPL
SHR Énergie	1-50J/cm2 (réglable)
Séquence d'impulsions	1 ~ 15 impulsions (réglable)
Temporisation	5~50ms (réglable)
Afficher	Écran tactile de 8,4 pouces
Tension	110V/220V 60Hz/50Hz
Système de refroidissement	Refroidissement par eau + refroidissement par semi-conducteur + refroidissement par air
Taille du spot	15*50mm (par défaut)/12x30mm (Facultatif)
Tir	700000 Coups



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ L'épilation définitive.
- ✓ Traitement des pigmentations (élimination des taches, élimination de la variole, élimination des taches de rousseur).
- ✓ Rajeunissement de la peau (raffermissement de la peau, élimination des rides fines, blanchiment de la peau).
- ✓ Traitement de l'acné.
- ✓ Thérapie vasculaire.

Machine d'épilation SHR IPL OPT SHR

Théorie de la machine d'épilation SHR :

La machine d'épilation SHR est la première et la seule technologie qui combine l'énergie optique (lumière). De douces impulsions d'énergie ciblée isolent la zone de traitement et laissent la peau environnante exempte d'effets secondaires potentiellement nocifs. En plus de la réduction permanente des poils pour la plupart des couleurs de cheveux et des types de peau, l'IPL traite efficacement et confortablement la rosacée, les varicosités ; imperfections cutanées causées par les dommages causés par le soleil, les taches de vieillesse, les pores dilatés et les tons de peau inégaux. Une série de traitements IPL laissera votre peau plus lisse et plus claire avec une apparence plus ferme et plus jeune.

