

MIO-CARE PRO

Mio-Care Pro est l'appareil d'électrothérapie idéal pour le traitement de la douleur et la stimulation musculaire.



ÉQUIPEMENT

- ✓ Electrothérapie TENS/NEMS avec un affichage graphique
- ✓ 2 câbles de connexion aux électrodes avec 4 dérivations (8 électrodes connectables).
- ✓ Électrodes adhésives pregelées
- ✓ Batterie interne Ni-Mh rechargeable avec une nouvelle technologie LL (long lasting - basse autodécharge)
- ✓ Chargeur
- ✓ Clip de ceinture
- ✓ Manuel d'utilisation et manuel de positionnement des électrodes
- ✓ Sac de transport

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Electrothérapie à 2 canaux indépendants avec la possibilité de relier jusqu'à 8 électrodes
- ✓ Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui court du pôle positif au négatif est égale et constante. On évite ainsi le désagréable effet thermique de polarisation possible avec un générateur à impulsion non compensée
- ✓ Programmes TENS - NEMS - BEAUTY
- ✓ 13 mémoires libres TENS - NEMS
- ✓ Clavier digital avec des commandes simples et intuitives
- ✓ Instructions sur le programme en cours et le temps restant fournies directement sur l'écran
- ✓ Fonctionnement avec batterie interne rechargeable (extractible)
- ✓ Écran rétroéclairé
- ✓ Intensité maximale de 200 mApp

DIMENSIONS

114 X 68 X 26 mm

MIO-CARE PRO

PROGRAMMES

14 PROGRAMMES TENS

TENS Conventionnel (rapide)

TENS endorphinique (retardé)

Tens puissant

Anti inflammatoire

Cervicalgie/Céphalée et myotensive

Lombalgie/sciatgie

Distorsions/contusions

Vascularisation

Décontractant

Douleurs main poignet

Stimulation plantaire

Epicondylite

Epitrochléite

Périarthrite

21 PROGRAMMES NEMS 15 PROGRAMMES BEAUTY

Echauffement
Raffermissment des membres supérieurs et du tronc

Résistance des membres supérieurs et Raffermissment des membres tronc inférieurs

Résistance des membres inférieurs
Tonification des membres supérieurs et du tronc

Force résistante des membres supérieurs et tronc
Tonification des membres inférieurs

Force résistante des membres inférieurs
Définition des membres supérieurs et du tronc

Force de base des membres supérieurs et du tronc
Définition des membres inférieurs

Force de base des membres inférieurs
Modelage

Force rapide des membres supérieurs et du tronc
Microlifting

Force rapide es membres inférieurs
Lipolyse de l'abdomen

Forcé explosive des membres supérieurs et du tronc
Lipolyse des cuisses

Forcé explosive des membres inférieurs
Lipolyse des fesses et des hanches

Diffusion capillaire profonde
Lipolisi glutei e fianchi

Récupération musculaire
Lipolyse des bras

Agoniste-antagoniste
Elasticité des tissus

Contractions toniques séquentielles des membres supérieurs et du tronc
Diffusion capillaire

Contractions toniques séquentielles des membres inférieurs
Lourdeur dans les jambes

Contractions phasiques séquentielles des membres supérieurs et du tronc

Contractions phasiques séquentielles des membres inférieurs

13 MÉMOIRES LIBRES

Décontractant
5 mémoires libres TENS

Massage profond
7 mémoires libres NEMS

EMS1 TEST batterie

