

# T-ONE COACH

T-One Coach est l'électrostimulateur 4 canaux conçu pour la prévention des traumatismes et le renforcement musculaire des sportifs amateurs.



## ÉQUIPEMENT

- ✓ Electrostimulateur avec affichage graphique en couleurs
- ✓ 4 câbles de connexion aux électrodes (8 électrodes connectables)
- ✓ Électrodes adhésives pregelées carrés
- ✓ Électrodes adhésives pregelées rectangulaires
- ✓ Électrodes adhésives pregelées rondes
- ✓ Batterie Ni-MH rechargeable
- ✓ Chargeur de batterie
- ✓ Mode d'emploi et guide de positionnement des électrodes

## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Electrostimulateur à 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu'à 8 électrodes
- ✓ Générateur de courant constant (émission constante même en cas de variation de l'état de la peau; arrêt de l'appareil en cas de débranchement accidentel d'électrodes)
- ✓ Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui passe du pôle positif au négatif est égale et constante, on évite ainsi l'effet galvanique
- ✓ Fonctions 2+2 (deux programmes différentes)
- ✓ Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
- ✓ Feedback usager: le dispositif détecte la déconnexion d'une électrode
- ✓ Clavier avec des commandes simples et intuitives
- ✓ Guide utilisateur avec des instructions d'utilisation simples apparaissant directement à l'écran
- ✓ Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt
- ✓ Traitements personnalisés avec sélection homme/femme
- ✓ Intensité réglable de 1 à 120 mA
- ✓ Fréquence d'onde de 1 à 150 Hz
- ✓ Largeur d'impulsion de 20 à 300 µs
- ✓ Heure pré-réglée pour chaque programme

## DIMENSIONS

150 x 90 x 35 mm

# T-ONE COACH

## PROGRAMMES

16 Programmes TENS	14 Programmes NEMS	18 Programmes BEAUTY10	Programmes 2+2 USERS
TENS rapide	Échauffement	Raffermissment	TENS rapide
TENS Endorphinique	Résistance	Tonification	TENS Endorphinique Définition
TENS valeurs maximales	Force résistante	Raffermissment	
Anti-inflammatoire	Force de base	Modelage Tonification	
Douleur cervicale	Force rapide	Microlifting Définition	
Mal de dos/Sciatique	Force explosive	Lipolyse abdomen	Modelage
Entorses/Contusions	Capillarisation profonde	Lipolyse cuisses	Microlifting
Vascularization	Récupération musculaire	Lipolyse fessiers et hanches	Relaxation musculaire Lipolyse
Relaxation musculaire	Agoniste/Antagoniste	bras	Massage
Douleurs main/poignet	Contractions toniques séquentielles	Élasticité des tissus	Capillarisation profonde Capillarisation
Stimulation plantaire	Contractions phasiques séquentielles	Jambes lourdes	
Épicondylite	Relaxation musculaire	Microlifting visage avec une pièce à main	
Épicondyle médial	Massage profond	Microlifting seins avec une pièce à main	
Périarthrite	EMS	Microlifting décolleté avec une pièce à main	
Tens Burst		Rides visage avec une pièce à main	
Micro-courant		Rides front avec une pièce à main	
		Collagène	