

T-ONE MEDI PRO

T-One Medi Pro est l'électrostimulateur professionnel à 4 canaux pour l'entraînement et la rééducation.



ÉQUIPEMENT

- ✓ Electrostimulateur avec affichage graphique en couleurs
- ✓ 4 câbles de connexion aux électrodes (8 électrodes connectables)
- ✓ Électrodes adhésives pregelées carrés
- ✓ Électrodes adhésives pregelées rectangulaires
- ✓ Électrodes adhésives pregelées rondes
- ✓ Kit iontophorèse
- ✓ Batterie Ni-MH rechargeable
- ✓ Chargeur de batterie
- ✓ Mode d'emploi et guide de positionnement des électrodes

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Electrostimulateur à 4 canaux indépendants avec possibilité de connecter jusqu'à 8 électrodes
- ✓ Générateur de courant constant (émission constante même en cas de variation de l'état de la peau; arrêt de l'appareil en cas de débranchement accidentel d'électrodes)
- ✓ Générateur d'impulsion symétrique biphasée et compensée: la quantité de courant qui passe du pôle positif au négatif est égale et constante, on évite ainsi l'effet galvanique
- ✓ Fonctions 2+2 (deux programmes différentes)
- ✓ Affichage graphique en couleurs rétroéclairé
- ✓ Feedback usager: le dispositif détecte la déconnexion d'une électrode
- ✓ Clavier avec des commandes simples et intuitives
- ✓ Guide utilisateur avec des instructions d'utilisation simples apparaissant directement à l'écran
- ✓ Fonctionne avec batterie rechargeable 4,8 Volt
- ✓ Traitements personnalisés avec sélection homme/femme
- ✓ Intensité réglable de 1 à 120 mA
- ✓ Fréquence d'onde de 0,2 à 1200 Hz
- ✓ Largeur d'impulsion de 20 µs à 300 ms
- ✓ Durée de 1 à 90 minutes

DIMENSIONS

150 x 90 x 35 mm

T-ONE MEDI PRO

PROGRAMMES

16 PROGRAMMES REHA

Iontophorèse L (basse)

Iontophorèse M (moyenne)

Iontophorèse H (haute)

MENS Micro-courant

Hématomes

Œdèmes

TENS séquentiel

TENS Burst

Prévention atrophie

Atrophie

Dénervé 50ms

Dénervé 100ms

Dénervé 150ms

Dénervé 200ms

Dénervé 250ms

Dénervé 300ms

9 PROGRAMMES URO

Incontinence due au stress

Incontinence due au stress

Incontinence due au stress

Incontinence impérieuse

Incontinence impérieuse

Incontinence impérieuse

Incontinence mixte

Incontinence mixte

Incontinence mixte

16 PROGRAMMES TENS 20 PROGRAMMES NEMS 18 PROGRAMMES BEAUTY

TENS rapide Échauffement Raffermissement

TENS Endorphinique Résistance Tonification

TENS valeurs maximales Force résistante Définition

Anti-inflammatoire Force de base Modelage

Douleur cervicale Force rapide Microlifting

Mal de dos/Sciatique Force explosive Lipolyse abdomen

Entorses / Contusions Capillarisation profonde Lipolyse cuisses Vascularisation Récupération

musculaire Lipolyse fessiers et hanches Relaxation musculaire Agoniste / Antagoniste Lipolyse

bras

Douleurs main/poignet Contractions toniques Élasticité des tissus séquentiels

Stimulation plantaire Contractions phasiques

séquentielles Capillarisation

Épicondylite Relaxation musculaire Jambes lourdes

Épicondyle médial Massage profond Microlifting visage avec une pièce à main

Périarthrite EMS Microlifting seins avec une pièce à main

Tens Burst 30' Résistance Microlifting décolleté avec une pièce à main

Micro-courant

30' Force résistante Rides visage avec une pièce à main

20' Force de base Rides front avec une pièce à main

main

20' Force rapide Collagène

20' Force explosive

20' Hypertrophie

22 PROGRAMMES 2+2 USERS 12 MEMOIRES LIBRES

Tens rapide Résistance 5 Mémoire libre TENS

Tens endorphinique Force résistante 5 Mémoire libre NEMS

Raffermissement Force de base NEMS alternée

Tonification Force rapide NEMS alternée

Définition Force explosive Test batterie

Modelage Hypertrophie

Microlifting Microlifting visage avec pièce

à main

Relaxation musculaire Microlifting sein avec pièce à

main

Massage Microlifting décolleté avec pièce

à main

Capillarisation profonde Rides visage avec pièce à main

Anti-inflammatoire Rides front avec pièce à main

