

MOBILIER MEDICAL

DCM
POUR TOUS VOS BESOINS



+216 73 447 118



TABLES DE MASSAGE

Les tables de massage, avec ou sans plastification, pour les professionnelle, thérapie, esthétique

Structure et Matériaux

- Matériau de la Structure : acier inoxydable
- Plastification : La plastification rend la table plus résistante aux liquides et aux produits de nettoyage, idéale pour une utilisation régulière.

Revêtement

- Avec Plastification : Protège le revêtement, facilite le nettoyage, et prolonge la durée de vie. Idéale pour les milieux médicaux et les instituts de beauté.
- Sans Plastification : Offre souvent une sensation plus naturelle et confortable mais nécessite plus d'entretien, car elle est plus susceptible aux taches.

Dimensions et Confort

- Largeur et Longueur : Sur mesure entre 60-80 cm de large et 180-200 cm de long.
- Épaisseur et Type de Mousse : La mousse haute densité de 8 cm est courante pour le confort du patient.
- Support de Tête et de Bras : Accessoires ajustables pour s'adapter aux besoins ergonomiques.
- Réglage en Hauteur : ajustable manuellement


Contactez-nous :

Monastir : +216 73 447 118 - +216 56 442 008

Tunis : +216 56 442 009 - +216 56 442 695

Sfax : +216 53 442 882 - +216 56 442 260

Cap Bon : +216 56 442 054 - +216 56 525 207



TYPES DES TABLES



TABLE DE MASSAGE

AVEC OU SANS TROU DE VISAGE

- *Längeur * largeur * hauteur : 195 cm * 65 cm * 75 cm*
- *Densité de mousse : 5 cm*
- *Finition : poudre polyester époxy*
- *Tous les couleurs sont disponibles*

TABLE D'EXAMEN

AVEC OU SANS TROU DE VISAGE

- *Längeur * largeur * hauteur : 195 cm * 65 cm * 75 cm*
- *Densité de mousse : 5 cm*
- *Finition : poudre polyester époxy*
- *Tous les couleurs sont disponibles*



TABLE ÉLECTRIQUE

LE REGLAGE DE LA HAUTEUR SE FAIT GRÂCE À UN MOTEUR ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE MANUELLE

- *Längeur * largeur * hauteur : 195 cm * 65 cm * 75 cm*
- *Densité de mousse : 5 cm*
- *Finition : poudre polyester époxy*
- *Tous les couleurs sont disponibles*



TYPES DES TABLES



TABLE MULTIPPOSITIONS

AVEC OU SANS TROU DE VISAGE

- Longueur * largeur * hauteur : 190 cm * 60 cm * 80 cm
- plateau fessier fixe de 36 cm
- Poids : 45 kg
- Finition : poudre polyester époxy
- Tous les couleurs sont disponibles

TABLE VERTICALISATION

PASSAGE AISÉ POUR SOULÈVE MALADE

- Dimensions : 200 cm * 70 cm
- Densité : 40 kg m³
- Hauteur variable : de 49 cm à 94 cm
- Tous les couleurs sont disponibles



TABLE PLIABLE ET PORTABLE

AVEC OU SANS TROU DE VISAGE

- Chassis en Aluminium
- Revêtement en skaï noir épaisseur de 4 cm
- Pieds en Aluminium avec manches en Vinyle
- Réglable en hauteur de 59 à 83cm
- Ouverture faciale avec couvercle
- Rangement en Sac
- Portée max.: 90 kg
- P.N./P.B.: 11.8 kg / 14 kg



LES CHAISES

CHAISE HIJAMA



- *Design : Ergonomique, assurant une bonne position du patient.*
- *Type : Chaise de massage pliante en métal, adaptée à tous les types de thérapie.*
- *Capacité de Charge : Supporte jusqu'à 250 kg.*
- *Poids : 8,5 kg.*
- *Réglages : Hauteur de la chaise et appui-tête réglables en différentes positions.*
- *Sellerie : En vinyl PVC noir.*
- *Accessoires : Sac de transport fourni.*
- *Dimensions (Conditionnement) : 103 x 25 x 50 cm.*

CHAISE QUADRICEPS

- *Extension : Dynamique , dynamique assis , decubitus ventral , statique , statique assis (troisièr – Hellinger -Muller).*
- *Flexion : Dynamique , dynamique assis , decubitus ventral.*
- *Flexion -extension : récupération des amplitudes, mobilisation passive /posture*



CHAISE ESTHÉTIQUE



- *(sans les accoudoirs): max. longueur 185cm, largeur 63 cm*
- *(avec les accoudoirs): longueur 185 cm, largeur 75 cm*
- *Hauteur du fauteuil : 75 cm*
- *Inclinaison du dossier : de 0° à 65°*
- *Inclinaison des pieds : de 0° à 45°*
- *Son revêtement en PVC blanc rend le nettoyage très facile*



LES LITS

LIT MEDICAL À UNE SEULE ARTICULATION



Bâti métallique, revêtement époxy.
Tête et pied de lit à barreaux verticaux.
Sommier en treillis métallique. Fourni avec
4 roues ø100mm, 2 avec frein.
Relève-buste réglable par manivelle.
Structure démontable.

LIT MEDICAL DOUBLE ARTICULATIONS



Finition : peinture époxy
Longueur : 195 cm
Largeur : 90 cm
Le montage et démontage peut se faire
par une seule personne
Espace inférieur totalement libre pour
faciliter l'accès des grues.

LIT D'HÔPITAL ÉLECTRIQUE MÉDICAL À 3 FONCTIONS

angle de la section arrière : 0-80
angle de la section des jambes : 0-40
hauteur réglable : 500-750mm
taille: 212*97*50cm
Capacité de charge : 250 kg



LES TABOURETS


TABOURET ROULANT SANS ACCORDOIRE

- *Matériau : Structure en acier chromé durable et facile à entretenir.*
- *Siège : Rembourrage confortable en mousse avec revêtement en vinyle ou similicuir résistant.*
- *Hauteur : Réglable par vérin à gaz pour un ajustement optimal.*
- *Mobilité : Base avec roulettes pivotantes pour un déplacement fluide et silencieux.*



TABOURET ROULANT AVEC ACCORDOIRE

- *Matériau : Structure en acier inoxydable pour une durabilité et un entretien facile.*
- *Siège : Rembourrage ergonomique avec revêtement en vinyle ou similicuir résistant.*
- *Hauteur : Réglable avec un vérin à gaz pour un confort d'utilisation personnalisé.*
- *Accessoires : Inclut un dossier réglable et un repose-pieds circulaire pour un soutien supplémentaire.*
- *Mobilité : Roulettes pivotantes pour des déplacements fluides et une maniabilité optimale.*



LES ESCABOTS

ESCABOT 2 MARCHES EN BOIS



- *Matériau : Bois massif de haute qualité, robuste et durable.*
- *Design : Finition lisse et esthétique, adapté à une utilisation domestique ou professionnelle.*
- *Marches : Deux marches larges et antidérapantes pour une montée sécurisée.*
- *Stabilité : Conception stable avec pieds renforcés pour éviter les glissements.*
- *Portabilité : Léger et facile à déplacer, parfait pour des tâches d'accès en hauteur modérée.*

ESCABOT 2 MARCHES

- *Matériau : Structure en acier chromé pour une durabilité et un style moderne.*
- *Marches : Deux marches en bois avec finition chromée, recouvertes de scay pour un effet antidérapant et confortable.*
- *Design : Élégant et pratique, combinant bois et métal pour un usage domestique ou professionnel.*
- *Pieds : Conçus en acier robuste, offrant une grande stabilité et une résistance accrue.*
- *Portabilité : Léger et pliable, facile à transporter et à ranger après utilisation.*



ESCABOT 3 MARCHES

- *Matériau : Structure en acier chromé pour une haute résistance et une durabilité optimale.*
- *Marches : Trois marches larges en bois avec finition chromée, recouvertes de scay antidérapant pour une sécurité maximale.*
- *Design : Élégant et moderne, idéal pour un usage domestique et professionnel.*
- *Pieds : En acier renforcé avec embouts antidérapants pour assurer une stabilité parfaite.*
- *Portabilité : Léger et facilement pliable, pratique à déplacer et à ranger.*



LES VERTICALISATEURS

ADULTES ET ENFANTS



- *Capacité de Charge : varie selon le modèle*
- *Dimensions : Hauteur réglable pour s'adapter à la taille*
- *Base souvent plus étroite pour convenir à l'environnement des utilisateurs*
- *Design et Confort : Siège ergonomique et rembourré pour le confort.*
- *Ceintures de sécurité ajustables*
- *Mobilité : Roues pivotantes pour faciliter le déplacement.*
- *Poids léger pour une manœuvrabilité aisée.*
- *Fonctionnalités : Système de levage électrique ou manuel selon le modèle.*
- *Mécanismes de sécurité pour éviter les accidents.*

	Unité	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4	Taille 5
Largeur support pelvien	[cm]	26	28	31	37	42
Hauteur support pelvien	[cm]	44-60	66-82	77-102	85-112	98-120
Périmètre support thoracique/pelvien	[cm]	87	97	106	124	144
Largeur support thoracique	[cm]	26	28	31	37	42
Profondeur support thoracique/pelvien	[cm]	22	25	27	29	35
Hauteur support pelvien	[cm]	52-70	77-95	89-116	89-116	92-126
	[cm]	70-100	100-130	110-150	110-170	140-200
Poids max utilisateur	[kg]	25	40	60	80	95

LES GUÉRIDONS

GUÉRIDON ELEGANT



- **Matériau :** Fabriqué en bois massif pour garantir durabilité et résistance.
- **Dimensions :**
- **Hauteur :** 80 cm pour un accès facile lors des soins.
- **Conception :** Design élégant et intemporel, s'adaptant à des environnements esthétiques et médicaux.
- **Tiroir :** Tiroir intégré pour le rangement de fournitures (comme des produits de soin ou des instruments médicaux), avec une poignée ergonomique.
- **Surface :** Plateau lisse et spacieux, facile à nettoyer et désinfecter.
- **Stabilité :** Pieds robustes pour assurer une bonne stabilité, même avec des équipements posés sur la table.
- **Options de rangement supplémentaires,** comme des étagères ou des compartiments intégrés.
- **Mobilité :** Options de pieds avec roulettes pour faciliter le déplacement tout en assurant la sécurité.

GUÉRIDON ESTHÉTIQUE

Ce guéridon en bois est conçu pour allier esthétique et fonctionnalité. Avec son design ergonomique, il se fond facilement dans n'importe quel espace sans encombrer. Il dispose d'un tiroir discret, parfait pour ranger des petits objets, tout en gardant une surface de travail ou de décoration dégagée. Sa finition naturelle met en valeur le grain du bois, ajoutant une touche chaleureuse à votre intérieur. Idéal pour les petits appartements ou les pièces nécessitant un meuble pratique et élégant.



LES GUÉRIDONS

GUÉRIDON EN BOIS



- *Un style simple et moderne qui s'intègre facilement dans divers décors.*
- *Deux étagères : Offre un espace de rangement supplémentaire pour livres, plantes ou objets décoratifs.*
- *Fabriquée en bois de qualité, garantissant solidité et longévité.*
- *Idéal pour les petits espaces, sans compromettre le style ou la fonctionnalité.*

GUÉRIDON INOX

- *Matériau : Fabriquée en acier inoxydable de qualité*
- *Plusieurs niveaux (2 ou 3 étages) pour un rangement efficace des instruments et des fournitures*
- *Mobilité : Équipée de roulettes pivotantes*
- *Conception robuste avec une base solide pour supporter un poids élevé*



GUÉRIDON EN VERRE



- *Matériau : Fabriquée avec un plateau en verre trempé*
- *Style minimaliste et moderne, souvent avec une base en métal*
- *Dimensions : hauteur 75 cm*
- *Stabilité et Sécurité : Base solide et pieds antidérapants pour assurer la stabilité et éviter les glissements, garantissant un usage sécurisé même avec des équipements posés sur la table.*

LES PARAVENTS

PARAVENT 2 COMPOTEMENTS



- *Structure robuste : Fabriqué en métal durable, conçu pour résister à une utilisation intensive dans un environnement médical.*
- *Deux compartiments : Offre une séparation efficace pour créer des zones de confidentialité pour les patients.*
- *Facilité de nettoyage : Surface lisse et matériaux résistants aux désinfectants, assurant une hygiène optimale.*
- *Mobilité pratique : Équipé de roulettes, permettant un déplacement facile et rapide selon les besoins des soins.*

PARAVENT 3 COMPOTEMENTS

- *Design à trois compartiments : Offre une séparation optimale pour créer des espaces de confidentialité pour plusieurs patients.*
- *Construction en métal durable : Conçu pour résister aux rigueurs de l'environnement médical, assurant sécurité et longévité.*
- *Facilité d'entretien : Surface lisse et matériaux résistants aux désinfectants pour un nettoyage rapide et efficace.*
- *Mobilité améliorée : Doté de roulettes pour un déplacement fluide, facilitant l'adaptation aux besoins des soins médicaux.*



LES ARMOIRES

ARMOIRE UNE SEULE PORTE



- *Structure élégante en bois : Fabriquée en bois de qualité, alliant solidité et esthétique, idéale pour un environnement médical ou esthétique.*
- *Porte unique vitrée : Une porte en verre transparent permet une visibilité claire du contenu tout en protégeant les articles.*
- *Séparations en verre : Compartiments en verre qui facilitent l'organisation des fournitures tout en ajoutant une touche moderne.*
- *Facilité d'entretien : Les surfaces lisses en bois et en verre sont simples à nettoyer, garantissant une hygiène optimale.*

ARMOIRE DOUBLE PORTES

- *Design contemporain en bois : Conçue en bois de qualité, cette armoire offre robustesse et élégance, idéale pour les espaces médicaux ou esthétiques.*
- *Double porte vitrée : Les portes en verre transparent permettent une visibilité facile du contenu tout en préservant les articles de la poussière.*
- *Séparations en verre : Compartiments internes en verre pour une organisation efficace, facilitant l'accès et la présentation des fournitures.*
- *Entretien simplifié : Surfaces en bois et en verre faciles à nettoyer, garantissant un environnement hygiénique et soigné.*



AUTRES



POTENCE

- *Matériau : Acier inoxydable ou aluminium, résistant et facile à nettoyer.*
- *Structure : Bras réglable en hauteur, idéal pour une adaptation précise.*
- *Types : Disponible en version sur pied mobile ou fixe murale/plafond.*
- *Utilisation : Conçue pour suspendre poches de perfusion et équipements médicaux.*

BARRE PARALLÈLE

Système de barres parallèles de 3 mètres de long utilisé pour les activités de rééducation physique et de réhabilitation à l'entraînement .

Ces barres parallèles peuvent être réglées en hauteur au moyen d'un système télescopique .
Les mains courantes sont intérieurement en acier et couverte en plastique PVC .



ESPALIER EN BOIS

- *Matériau : Bois massif de haute qualité, offrant robustesse et durabilité.*
- *Design : Structure verticale avec plusieurs barreaux espacés, idéale pour des exercices variés.*
- *Fixation : Peut être solidement fixé au mur pour un maximum de stabilité et de sécurité.*
- *Utilisation : Parfait pour les étirements, renforcement musculaire, et rééducation en kinésithérapie.*
- *Finition : Bois lisse et verni pour une meilleure prise en main et un entretien facile.*

Appelez-nous :

Monastir :

Bureau : 73 447 118
Commercial : 56 442 008

Tunis :

Bureau : 56 442 695
Commercial : 56 442 009

Sfax

Bureau : 56 442 260
Commercial : 53 442 882

Cap Bon

Bureau : 56 442 054
Commercial : 56 525 207



www.facebook.com/DOUIEBCMM



www.instagram.com/dcm_monastir



www.linkedin.com/in/dcm-monastir



<https://www.dcm-materiel-kine-sport.com/>



contact.dcm@gmail.com



22 60 64 67 – 97 55 66 20